A0M17MVK 2014/2015

Úloha 6. týdne- měření chromatické disperze

Úkoly měření

• Seznámit se s metodou určení chromatické disperze jednovidového vlákna pomocí měření změny doby šíření obdélníkových pulzů.

• S využitím 3 párů laserů určit koeficient chromatické disperze vlákna SMF-28 v telekomunikačních oknech II. (uprostřed) a III. (na obou krajích).

Teoretický úvod

Ke stanovení chromatické disperze využijeme faktu, že koeficient chromatické disperze D_{ch} vyjadřuje, jak se změní skupinové zpoždění signálu τ_g (na jednotku délky vlákna) při změně vlnové délky měřicího signálu λ , tj.

$$D_{ch} = \frac{d\tau_g}{d\lambda} \text{ [ps/(km.nm)]} . \tag{1}$$

V našem případě použijeme obdélníkový signál. Bude nás zajímat, jak se změní časový posuv mezi signálem do vlákna vstupujícím a z vlákna vystupujícím (tedy doba šíření) po přepnutí na jinou, avšak blízkou vlnovou délku (druhý laser v páru). Pokud v (1) nahradíme derivaci diferencí, lze koeficient chromatické disperze vyčíslit podle [1] jako

$$D_{ch} = \frac{\Delta \tau_g}{L \cdot \Delta \lambda} , \qquad (2)$$

kde $\Delta \tau_g$ je změna časového posuvu mezi signály, L délka vlákna a $\Delta \lambda$ změna vlnové délky. Pro standardní vlákno SMF-28 platí dle výrobce [2] pro rozsah 1200 ÷1600 nm aproximace

$$D_{ch}(\lambda) \approx \frac{S_0}{4} \left[\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3} \right] [\text{ps/(km.nm)}],$$
 (3)

kde λ_{θ} je vlnová délka nulové disperze (1302 nm $\leq \lambda_{\theta} \leq$ 1322 nm) a S_{θ} sklon charakteristiky ($S_{\theta} \leq 0.092 \text{ ps/ (nm}^2 \cdot \text{km)}$).

Uspořádání měření

Jako zdroj měřicího signálu slouží generátor s moduly SFP (Small Form Pluggable) v rastru CWDM. Moduly mají signál modulovaný frekvencí v rozsahu 48 ÷ 767,25 MHz. Pro měření jsou využívány vždy dvojice (páry) blízkých vlnových délek takto:

Pár č.	1		2		3	
Střední vlnová délka [nm]	1330		1480		1560	
Nominální λ modulu [nm]	1310	1350	1470	1490	1550	1570
Barevné označení modulu	modrá	žlutá	šedá	fialová	žlutá	oranžová

Výstupy modulů jsou sloučeny v multiplexeru a část signálu odbočena do jednoho z modulů v roli optoelektronického převodníku navázaného k osciloskopu (referenční signál, vůči němuž určujeme posuv zpožděného signálu). Signál dále prochází měřeným vláknem a pak do druhého (optického) vstupu osciloskopu, viz obr. 1.


Pokyny pro měření

1. Pomocí optického spektrálního analyzátoru zjistíme skutečné vlnové délky modulů SFP.

A0M17MVK 2014/2015

2. S využitím vzorkovacího osciloskopu změříme změny doby šíření signálu při přepínání blízkých vlnových délek. Vyšší frekvence signálu umožňuje přesnější měření, ovšem snadno přeskočíme o celou periodu. Sledujeme rovněž smysl (znaménko) změny.

3. Ze změřených dat vypočítáme hodnoty koeficientu chromatické disperze. Údaje porovnáme s typickými (přesněji řečeno mezními) hodnotami od výrobce.



Obr. 1: Uspořádání přístrojů pro měření chromatické disperze

Použité přístroje

Základní jednotka generátoru se šesti moduly SFP v rastru CWDM, multiplexer CWDM, optický spektrální analyzátor Sandhouse SIR1700 a řídící PC, širokopásmové děliče výkonu 10:90 a 50:50, měřené vlákno typu SMF-28 délky 5 km, vzorkovací osciloskop Agilent 86100C s modulem 86105C, optický atenuátor, propojovací kabely s konektory LC, E2000 a FC.

Literatura

- [1] Dubský, P., Kucharski, M.: Měření přenosových parametrů optických vláken, kabelů a tras. Mikrokom, Praha, 1994.
- [2] -: Corning SMF-28 Optical Fiber (Product Information). Online na www.corning.com.